


contacta 

Rechargeable Loop Listener


IL-RX30 / RX30



Installation &
User Guide



- 1 - Power and Volume control wheel
- 2 - Power on indicator
- 3 - Battery compartment cover
- 4 - Bass cut switch
- 5 - Lanyard / Belt clip hook
- 6 - 3.5 mm Audio output





Safety Precautions

- Before using this device, please be sure to read through all instructions carefully.
- Keep this user guide in a safe place so that other users have access to it any time they might need it.
- Always handle the device and any accessories with care and where possible set them up in a clean and dust free environment.

Important Note:

Your receiver can be set to a high volume. To protect your hearing or the hearing of people with unimpaired hearing, particularly of children, from any damage caused by excessively loud volume, please observe the following information:

1. Set the volume to low before using the receiver.
2. While using the device, set the volume to a level that is comfortable for you.

Intended Use

This product is equipped with a built-in activated T-Coil coupler, designed to receive signals transmitted by hearing loop systems. The sound signal received by the device can be heard via a headset or earphones connected to its sound output. The sound volume level can be adjusted to your preferred level.

The sound quality you will experience will greatly depend on the performance of the hearing loop system you will be listening to, and the headset/earphones quality. **It is recommended to use the manufacturer's compatible headset or earphones.** These may be included with the device.

Using the RX30 Hearing Loop Listener

Place the headset over both ears and adjust the side arms until you have a comfortable fit. Ensure the headset is plugged into the RX30 Hearing Loop Listener via the 3.5mm audio jack.

The control wheel can be used to switch the device on and also to control the volume. The red LED will light up when the device is switched on.

Hold the RX30 in a vertical position, adjust holding height to find the optimum sound level and quality (this can vary depending on the installed hearing loop location), this can be achieved using either the lanyard or belt clip provided with this kit. Changing the angle of the device could reduce the sound level and its quality.



Make sure that the hearing loop system and the sound source connected to it are switched on.

Adjust the volume of the RX30 Hearing Loop Listener to a comfortable level. The bass cut switch can be used to optimise sound.

Package contents

Please check if all following components are included:

- RX30 Hearing Loop Listener
- 2x Rechargeable batteries
- Lanyard
- User manual
- Belt clip
- Headset (included in IL-RX30 kit only)

If any parts are missing, please contact your dealer or venue.

Optional Accessories


IR-RX2-DC1	Single bay charger
IR-RX2-DC5	5 Bay charger
IR-DC5-2KIT	10 Bay Charging kit
IR-DC5-3KIT	15 Bay Charging kit
IR-DC5-4KIT	20 Bay Charging kit
IR-HP1	Replacement headset
BATT-RX2-RX30	Replacement pair of batteries

Inserting and charging the Batteries

The RX30 is operated with 2 AAA rechargeable batteries supplied with the receiver.


NOTE: Use only the supplied batteries and if replacement batteries are needed, please order these from your supplier. Using other types of batteries can invalidate the warranty and damage the product.

Open the battery compartment by sliding the battery cover in the direction of the arrow using your thumb. Insert the 2 batteries according to the marking inside the battery compartment, ensuring the correct polarity is adhered to. Replace the battery cover on the compartment.




Before first use the rechargeable batteries must be charged for at least 10 hours.

With the batteries in, the product must be charged after each use. Recharge by placing the unit into a charging bay (sold separately), ensuring the product is fully in the bay and makes good contact with the charging pins. Do not force the unit in, simply place it gently so it slides into position.



Reception Range

The RX30 receiver is functional within the area of an installed and working hearing loop system, and only when sound is played through the system. The receiver will operate with limited capacity outside this area.




Bass Cut Filter Switch

The Bass Cut switch is located on top of the unit . The Bass Cut can be used to optimise the sound depending on the circumstances. It is useful for removing the low frequency humming sounds found in some venues. The filter is active when the switch is pressed.

Attaching the Lanyard / Belt Clip

The receiver includes a lanyard and a belt clip which can be attached to the rear side of the device. To attach the clip to the receiver, place the clip on the hook on the back of the device, turn the clip 180° until it snaps into place with its flat side facing upwards.



Connecting Accessories

The following products can be connected to the 3.5 mm audio output of the RX30:

- Stethoset headphones
- In-earphones
- Lightweight headset
- Audio-Cable binaural
- Audio-Cable monaural
- Stereo/ Mono Headphones

Important Notice

This product is not protected against water, including splashes. Do not place any containers filled with water, such as flower vases, or anything with an open flame, such as a lit candle, on or near the product.

Warranty

The RX30 is a very reliable product. Should a malfunction occur despite the unit having been set up and operated correctly, please contact your dealer or the manufacturer directly. It is recommended that you send in the product in its original packaging, so keep the packaging for the duration of the warranty period.

The warranty is for **production defects only**, it does not cover damage caused by incorrect handling, misuse, damage caused due to falls, transit, or attempts to repair the unit by people not authorised to do so (destruction of the seal on the unit). Repairs will only be carried out under warranty if the product is returned accompanied by a copy of the invoice/ till receipt. Always specify the product serial number when making a warranty claim.



Batteries

The batteries that come with the device can be recycled. Please dispose of these batteries in receptacles designed for that purpose or return them to a retail outlet. Dispose only of those batteries that have been completely discharged to ensure environmental protection.



Disposal of used electric and electronic units (applicable in the countries of the European Union and other European countries with a separate collection system). The symbol on the product or the packaging indicates that this product is not to be handled as ordinary household waste but has to be returned to a collecting point for the recycling of electric and electronic units. You protect the environment and health of your fellow man by the correct disposal of the product.

Environment and health are endangered by a faulty disposal. Material recycling helps to reduce the consumption of raw material. You will receive further information on the recycling of this product from your local community, your communal disposal company or your local dealer.

Technical data

Audio frequency transmission range:	85Hz - 6kHz \pm 0.5dB
Low Cut:	400Hz - 6kHz - 3dB
Distortion:	<0.5% THD @ 1KHz
Signal to noise ratio:	typ. 60 dB
Output power:	>100mW @ 16 Ω
Weight: approx.	111 g (incl. batteries)

Batteries

Type:	2 x Rechargeable AAA NiMh batteries
Battery life:	50 hours minimum (dependant on accessory product used)
Charge time to full capacity:	6 hours approx.

This device satisfies the following EU directives:



- 2011 / 65 / EC + 2015 / 863 / EC RoHS-directive
- 2012 / 19 / EC WEEE-directive
- 2014 / 30 / EC EMC-directive
- 2014 / 35 / EC LVD-directive
- 2014 / 53 / EC RED-directive

Compliance with the directives listed above is confirmed by the CE seal on the device.

This product has been designed and tested to comply with the following North American and Canadian standards:



- FCC Class "B" EMC (Emissions)
- ICES-003

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Contacta Systems LTD or an authorised partner could void the user's authority to operate the equipment.

Contacta Systems Limited EU authorised representative:




Comply Express LDA
StartUp Madeira EV 141
Campus da Penteadá
Funchal 9020-105
Madeira
Portugal

Technical specifications subject to change without prior notice.



- 1 - Ein/Aus/Lautstärkereger
- 2 - Betriebsanzeige
- 3 - Batteriefachdeckel
- 4 - Bassfilter-Schalter
- 5 - Trageband / Gürtelcliphaken
- 6 - 3,5 mm Audioausgang





Sicherheitshinweise

- Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit sie auch für andere Nutzer jederzeit zugänglich ist.
- Behandeln Sie das Gerät und die Zubehörteile stets sorgfältig und stellen Sie diese nur an möglichst staubarmen und sauberen Orten auf.

Wichtiger Hinweis:

An diesem Empfänger kann eine hohe Lautstärke eingestellt werden. Um Ihr Gehör oder das Gehör von Personen mit normalem Hörempfinden, insbesondere das von Kindern, vor Hörschäden durch zu hohe Lautstärke zu bewahren, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Stellen Sie vor Gebrauch die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel.
2. Stellen Sie während des Gebrauchs die Lautstärke auf einen angenehmen Pegel ein.

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist mit einem integrierten aktivierten T-Spulenkoppler ausgestattet, der für den Empfang von Ringschleifensignalen ausgelegt ist. Das empfangene Tonsignal kann über ein Headset oder einen Kopfhörer, der an den Tonausgang angeschlossen ist, gehört werden. Die Lautstärke kann auf die von Ihnen gewünschte Lautstärke eingestellt werden.

Die Klangqualität, die Sie erleben werden, hängt stark von der Leistung des verwendeten Ringschleifensystems und der Qualität des Kopfhörers ab. **Es wird empfohlen, das kompatible Zubehör des Herstellers zu verwenden.** Dieses kann im Lieferumfang des Geräts enthalten sein.

Anwendung des RX30 Ringschleifenempfängers

Setzen Sie den Kopfhörer auf beide Ohren und stellen Sie die Seitenbügel so ein, dass er bequem sitzt. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer mit der 3,5-mm-Audiobuchse des RX30 verbunden ist. Mit dem Lautstärkereglern können Sie das Gerät einschalten und die Lautstärke regeln. Die rote Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Halten Sie den RX30 Ringschleifenempfänger in einer aufrechten Position in der Hörhöhe, auf die die Ringschleife eingestellt ist - dazu können Sie entweder das mitgelieferte Trageband oder den Gürtelclip verwenden. Wenn Sie den Winkel des Geräts ändern, kann sich der Schallpegel und die Qualität verringern.



Vergewissern Sie sich, dass das Ringschleifensystem und die daran angeschlossene Tonquelle eingeschaltet sind.

Stellen Sie die Lautstärke des RX30 auf einen angenehmen Pegel ein. Der Bassfilter-Schalter kann zur Optimierung des Klangs verwendet werden.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie, ob alle folgenden Teile enthalten sind:

- RX30 Ringschleifenempfänger - 2x Akku
- Trageband
- Gürtelclip
- Bedienungsanleitung
- Kopfhörer (nur bei IL-RX30 enthalten)

Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Verfügbares Zubehör


IR-RX2-DC1	Ein-Fach-Ladestation
IR-RX2-DC5	Fünf-Fach-Ladestation
IR-DC5-2KIT	Zehn-Fach-Ladeset
IR-DC5-3KIT	Fünfzehn-Fach-Ladeset
IR-DC5-4KIT	Zwanzig-Fach-Ladeset
IR-HP1	Ersatzkopfhörer
BATT-RX2-RX30	2 Stück Ersatzakkus

Einsetzen und Aufladen der Akkus

Der RX30 wird mit 2 Stück Akkus Typ AAA geliefert.


HINWEIS: Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus. **Falls Sie Ersatzakkus benötigen, bestellen Sie diese bitte bei Ihrem Lieferanten.** Die Verwendung anderer Akkutypen kann zum Erlöschen der Garantie führen und das Produkt beschädigen.

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batterieabdeckung mit Ihrem Daumen in Pfeilrichtung schieben. Legen Sie die 2 Akkus entsprechend der Markierung im Inneren des Batteriefachs ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.




Vor dem ersten Gebrauch müssen die Akkus mindestens 10 Stunden lang aufgeladen werden.

Bei eingesetzten Akkus muss das Produkt nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Stellen Sie das Gerät zum Aufladen in eine Ladestation (separat erhältlich) und achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig in der Station steht und die Ladestifte gut berührt. Setzen Sie das Gerät nicht mit Gewalt ein, sondern stellen Sie es vorsichtig in die richtige Position.



Empfangsbereich

Der RX30-Empfänger ist innerhalb des Bereichs eines installierten und funktionierenden Ringschleifensystems funktionsfähig, und zwar nur, wenn Ton über das System abgespielt wird. Außerhalb dieses Bereichs ist die Funktion des Empfängers eingeschränkt.




Bassfilter-Schalter

Der Bassfilter-Schalter befindet sich oben auf dem Gerät. Der Bassfilter kann zur Optimierung des Klangs je nach den Umständen eingesetzt werden. Er ist nützlich, um tiefes Brummen zu unterdrücken, welches in einigen Veranstaltungsorten zu hören ist. Der Filter ist aktiv, wenn der Schalter gedrückt wird.

Anbringung des Tragebands / Gürtelclips

Dem Empfänger liegen ein Trageband und ein Gürtelclip bei, welche an der Rückseite des Geräts angebracht werden können. Um diese am Empfänger zu befestigen, setzen Sie den Aufsatz auf den Haken auf der Rückseite des Geräts. Drehen Sie den Clip um 180°, bis er einrastet, wobei die flache Seite nach oben zeigt.



Verwendbares Zubehör

Die folgenden Produkte können an den 3,5-mm-Audioausgang des RX30 angeschlossen werden:

- Kinnbügelhörer
- Ohrhörer
- Leichtgewichtkopfhörer
- Eurokabel binaural
- Eurokabel monaural
- Stereo/ Mono Kopfhörer

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist nicht gegen Wasser, Spritzwasser eingeschlossen, geschützt. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie z. B. Blumenvasen oder Gegenstände mit offener Flamme, wie z. B. eine brennende Kerze, in der Nähe des Gerätes auf.

Garantie

Der RX30 ist ein sehr zuverlässiges Produkt. Sollte trotz korrekter Einstellung und Bedienung eine Störung auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an den Hersteller. Es wird empfohlen, das Produkt in der Originalverpackung einzusenden. Bewahren Sie die Verpackung für die Dauer der Garantiezeit auf.

Die Garantie gilt **nur für Produktionsfehler**, sie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung, Missbrauch, Sturz- oder Transportschäden oder Reparaturversuche durch nicht berechnigte Personen (Zerstörung des Siegels am Gerät) entstanden sind. Reparaturen werden nur dann im Rahmen der Garantie durchgeführt, wenn das Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung/des Kassenbelegs zurückgeschickt wird. Geben Sie bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs immer die Seriennummer des Gerätes an.



Akkus

Die im Lieferumfang des Gerätes enthaltenen Akkus können recycelt werden. Bitte entsorgen Sie diese Akkus in dafür vorgesehene Behälter oder geben Sie sie in einer Verkaufsstelle zurück. Entsorgen Sie zum Schutz der Umwelt nur Akkus, die vollständig entladen sind.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den örtlichen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in welchem Sie das Produkt gekauft haben.

Technische Daten

Audioübertragungsbereich:	85Hz - 6kHz \pm 0,5dB
Bassfilter:	400Hz - 6kHz - 3dB
Verzerrung:	<0.5% THD @ 1KHz
Signal-/Rauschverhältnis:	typ. 60 dB
Ausgangsleistung:	>100mW @ 16 Ω
Gewicht.	ca. 111 g (inkl. Akkus)

Akkus

Typ:	2 Stück AAA NiMh Akkus
Betriebszeit/Ladung:	50 Stunden minimum (abhängig vom angeschlossenen Zubehör)
Benötigte Voll-Ladezeit:	ca. 6 Stunden

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen folgender EU-Richtlinien:



- 2011 / 65 / EU + 2015 / 863 / EU RoHS-Richtlinie
- 2012 / 19 / EU WEEE-Richtlinie
- 2014 / 30 / EU EMC-Richtlinie
- 2014 / 35 / EU LVD-Richtlinie
- 2014 / 53 / EU RED-Richtlinie

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Dieses Produkt wurde entwickelt und getestet, um den folgenden nordamerikanischen und kanadischen Normen zu entsprechen:



- FCC Class "B" EMC (Emissionen)
- ICES-003

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Contacta Systems LTD oder einem autorisierten Partner genehmigt wurden, können die Nutzungsberechtigung des Geräts aufheben.

Contacta Systems Limited EU-Bevollmächtigter:




Comply Express LDA
StartUp Madeira EV 141
Campus da Penteadá
Funchal 9020-105
Madeira
Portugal

Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



- 1 - Interrupteur/régulateur de volume
- 2 - Témoin de fonctionnement
- 3 - Couvercle du compartiment à piles
- 4 - Commutateur de filtre de basse
- 5 - Crochet pour dragonne / clip ceinture
- 6 - Sortie audio 3,5 mm





Consignes de sécurité

- Avant toute mise en service, lire attentivement le mode d'emploi.
- Conserver précieusement ce mode d'emploi afin qu'il reste consultable à tout moment et par tous les utilisateur.
- Toujours manipuler l'appareil et ses accessoires avec soin et les placer autant que possible dans des endroits propres, hors poussières.

Attention :

Le récepteur peut avoir été réglé à un volume élevé. Afin de ne pas endommager l'audition de l'utilisateur par une exposition à un volume sonore élevé, en particulier les enfants, respecter les indications suivantes :

1. Réglez le volume à un niveau bas avant d'utiliser le récepteur.
2. Lorsque vous utilisez l'appareil, réglez le volume à un niveau qui vous convient.

Utilisation prévue

Ce produit est équipé d'un Telecoil activé intégré, conçu pour recevoir les signaux transmis par les systèmes de boucle magnétique. Le signal sonore reçu par l'appareil peut être entendu via un casque ou des écouteurs connectés à sa sortie sonore. Le volume sonore peut être ajusté à votre convenance.

La qualité du son dépend en grande partie des performances du système de boucle auditive que vous écoutez et de la qualité du casque/ des écouteurs. **Il est recommandé d'utiliser le casque ou les écouteurs compatibles du fabricant.** Ceux-ci peuvent être fournis avec l'appareil.

Utilisation de le récepteur à boucle magnétique RX30

Placez les écouteurs sur les deux oreilles et ajustez les bras latéraux jusqu'à ce que vous obteniez un port confortable. Assurez-vous que les écouteurs sont branchés dans le récepteur à boucle auditive RX30 via la prise audio de 3,5 mm.

La molette de contrôle permet d'allumer l'appareil et de régler le volume. L'indicateur de fonction rouge s'allume lorsque l'appareil est en marche.

Tenez le RX30 en position verticale, ajustez votre hauteur de maintien pour trouver le meilleur niveau et la meilleure qualité de son (cela peut varier en fonction de l'emplacement de la boucle magnétique installée), ceci peut être réalisé en utilisant le lanière ou le clip de ceinture fourni avec ce kit. Changer l'angle de l'appareil peut réduire le niveau sonore et sa qualité.



Assurez-vous que le système de boucle magnétique et la source sonore qui y est connectée sont allumés.

Réglez le volume de le récepteur de boucle magnétique RX30 à un niveau confortable. Le commutateur de filtre de basse peut être utilisé pour optimiser le son.

Livraison standard

Veuillez vérifier si tous les éléments suivants sont inclus :

- Récepteur de boucle magnétique RX30
- 2x accus
- Clip de ceinture
- Casque d'écoute (inclus uniquement pour l'IL-RX30)
- Lanière
- Mode d'emploi

S'il manque des pièces, veuillez contacter votre fournisseur.

Accessoires disponibles


IR-RX2-DC1	Chargeur à baie unique
IR-RX2-DC5	Chargeur à 5 baies
IR-DC5-2KIT	Kit de chargement 10 baies
IR-DC5-3KIT	Kit de chargement 15 baies
IR-DC5-4KIT	Kit de chargement 20 baies
IR-HP1	Casque de remplacement
BATT-RX2-RX30	2 accus de remplacement

Insertion et recharge des accus

Le RX30 est livré avec 2 accus de type AAA.


REMARQUE : utilisez uniquement les accus livrés avec l'appareil. **Si vous avez besoin d'accus de rechange, veuillez les commander auprès de votre fournisseur.** L'utilisation d'autres types d'accus peut entraîner l'annulation de la garantie et endommager le produit.

Ouvrez le compartiment en faisant glisser le couvercle avec votre pouce dans le sens de la flèche. Insérez les 2 accus en suivant le marquage à l'intérieur du compartiment et en veillant à respecter la polarité. Remettez le couvercle du compartiment en place.




Avant la première utilisation, les accus doivent être chargés pendant au moins 10 heures.

Si des accus sont utilisés, le produit doit être rechargé après chaque utilisation. Pour le recharger, placez l'appareil dans une station de charge (vendue séparément) et veillez à ce que l'appareil soit entièrement placé dans la station et touche bien les broches de charge. Ne forcez pas l'appareil, mais placez-le délicatement dans la bonne position.



Plage de réception

Le récepteur RX30 fonctionne dans la zone d'un système de boucle magnétique installé et en état de marche, et uniquement lorsque le son est diffusé par le système. En dehors de cette zone, le récepteur fonctionnera avec une capacité limitée.




Commutateur du filtre des basses

L'interrupteur du filtre des basses se trouve sur le dessus de l'appareil. Le filtre des basses peut être utilisé pour optimiser le son en fonction des circonstances. Il est utile pour supprimer les bourdonnements profonds que l'on peut entendre dans certaines salles de spectacle. Le filtre est actif lorsque l'on appuie sur l'interrupteur.

Fixation de la lanière / du clip ceinture

Le récepteur comprend une lanière et un clip de ceinture qui peuvent être fixés à l'arrière de l'appareil. Pour attacher le clip au récepteur, placez le clip sur le crochet au dos de l'appareil, tournez le clip de 180° jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec son côté plat vers le haut..



Accessoires pour raccordement

Les produits suivants peuvent être connectés à la sortie audio 3,5 mm du RX30 :

- Casque stéthoscopique
- Casque intra-auriculaire
- Casque léger
- Câble audio binaural
- Câble audio monaural
- Casques stéréo/mono

Avis important

Cet appareil n'est pas protégé contre les projections d'eau. Ne pas poser d'objet rempli d'un liquide, par exemple un vase, près de l'appareil. De même, ne pas poser près de l'appareil une source de combustion comme par exemple une bougie allumée.

Garantie

Le RX30 est un produit très fiable. Si un dysfonctionnement survient alors que l'appareil a été installé et utilisé correctement, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant directement. Il est recommandé de renvoyer le produit dans son emballage d'origine, et de conserver ce dernier pendant toute la durée de la garantie.

La garantie ne couvre que les **défauts de fabrication**. Elle ne couvre pas les dommages causés par une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, des chutes, le transport ou des tentatives de réparation de l'appareil par des personnes non autorisées (destruction du sceau de l'appareil).

Les réparations ne seront effectuées sous garantie que si le produit est renvoyé accompagné d'une copie de la facture/du ticket de caisse. Lors d'une demande de garantie, indiquez toujours le numéro de série du produit.



Accus

Les accus fournies avec l'appareil peuvent être recyclées. Veuillez jeter ces accus dans les récipients prévus à cet effet ou les rapporter à un point de vente. Ne jetez que les accus complètement déchargées afin de garantir la protection de l'environnement.



Gestion des déchets électriques et électroniques (dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens disposant d'un système de collecte distinct pour cette classe de déchets). Le symbole sur le produit ou l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté comme les déchets ménagers ordinaires, mais apporté à un point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.

En respectant ces règles pour votre équipement usagé, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement et de votre santé. Le non-respect de ces règles pour votre équipement usagé constitue une atteinte à l'environnement et une menace pour votre santé.

Le recyclage des matériaux contribue à réduire la quantité de matières premières utilisées. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales compétentes, votre mairie ou le magasin où vous avez effectué votre achat.

Caractéristiques techniques

Plage de transmission de la fréquence sonore : 85Hz - 6kHz \pm 0.5dB

Coupe basse : 400Hz - 6kHz - 3dB

Distorsion : < 0.5% THD @ 1KHz

Rapport signal/bruit : typ. 60 dB

Puissance de sortie : >100mW @ 16 Ω

Poids : env. 111 g (batteries incluses)

Accus

Type: 2 x accus AAA NiMh

Autonomie par charge : 50 heures minimum (en fonction des accessoires utilisés)

Temps de charge à pleine capacité : 6 heures environ.

Cet appareil est conforme aux exigences des directives de l'Union Européenne suivantes:



- 2011 / 65 / CE + 2015 / 863 / CE Directive RoHS
- 2012 / 19 / CE Directive WEEE
- 2014 / 30 / CE Directive EMC
- 2014 / 35 / CE Directive LVD
- 2014 / 53 / CE Directive RED

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE apposé sur l'appareil.

Ce produit a été conçu et testé pour être conforme aux normes nord-américaines et canadiennes suivantes :



- FCC Classe „B“ EMC (Émissions)
- ICES-003

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.


ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par Contacta Systems LTD ou un partenaire agréé peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Contacta Systems Limited Représentant autorisé de l'UE :




Comply Express LDA
StartUp Madeira EV 141
Campus da Penteadá
Funchal 9020-105
Madeira
Portugal

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.



- 1 - Aan/Uit/Volumewiel
- 2 - Stroomindicator
- 3 - Klepje voor batterijvakje
- 4 - Schakelaar basfilter
- 5 - Haak voor draagriem / riemclip
- 6 - 3,5 mm audio-uitgang





Veiligheidsaanwijzingen

- Lees voordat u het apparaat in bedrijf neemt en gebruikt, eerst deze aanwijzingen zorgvuldig en helemaal door.
- Bewaar deze bedieningsaanwijzing zorgvuldig zodat ze ook voor andere gebruikers altijd toegankelijk is.
- Behandel het apparaat en de accessoires altijd zorgvuldig en plaats ze alleen op zo mogelijk stofarme en schone plaatsen.

Opgelet:

Bij uw ontvanger kan een zeer hoog volume worden ingesteld. Om uw gehoor of het gehoor van personen met normaal hoorvermogen, vooral kinderen, te beschermen tegen gehoorschaden door een te hoog volume, dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden:

1. Stel een laag geluidsniveau in voordat u de ontvanger opzet
2. Stel het volume tijdens het gebruik in op een voor u aangenaam niveau.

Beoogd gebruik

Dit product is uitgerust met een ingebouwde, geactiveerde T-riingleidingskoppeling, ontworpen om signalen te ontvangen die worden uitgezonden door ringleidingssystemen. Het geluidssignaal dat door het apparaat wordt ontvangen, kan worden beluisterd via een headset of oortelefoon die is aangesloten op de geluidsuitgang. Het geluidsvolume kan worden aangepast aan het gewenste niveau.

De geluidskwaliteit die je ervaart is sterk afhankelijk van de prestaties van het ringleidingssysteem waarnaar je luistert en de kwaliteit van de headset/oortelefoon. **Het wordt aanbevolen om de compatibele headset of oortelefoon van de fabrikant te gebruiken.** Deze kunnen bij het apparaat worden geleverd.

De RX30 ringleidingontvanger gebruiken

Plaats de hoofdtelefoon op beide oren en stel de zijarmen zo af dat ze comfortabel zitten. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is aangesloten op de 3,5 mm audioaansluiting van de RX30.

Gebruik de volumeregelaar om het toestel aan te zetten en het volume te regelen. De rode voedingsindicator licht op als het toestel aan staat.

Houd de RX30 ringleidingontvanger rechtop op de luisterhoogte waarop de lus is ingesteld - u kunt hiervoor de meegeleverde draagriem of de riemclip gebruiken. Als u de hoek van het apparaat verandert, kunnen het geluidsniveau en de geluidskwaliteit afnemen.



Zorg ervoor dat het ringleidingsysteem en de daarop aangesloten geluidsbron ingeschakeld zijn.

Stel het volume van de RX30 in op een aangenaam niveau. De basfilterschakelaar kan worden gebruikt om het geluid te optimaliseren.

Leveromvang

Controleer of alle volgende onderdelen aanwezig zijn:

- RX30 ringlusontvanger
- 2x oplaadbare batterij
- Draagriem
- Gebruiksaanwijzing
- Riemclip
- Hoofdtelefoon (alleen voor IL-RX30 inbegrepen)

Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met uw leverancier.

Beschikbare accessoires


IR-RX2-DC1	oplaadstation met één compartiment
IR-RX2-DC5	oplaadset met vijf compartimenten
IR-DC5-2KIT	Laadstation met tien compartimenten
IR-DC5-3KIT	Oplaadset met vijftien compartimenten
IR-DC5-4KIT	Oplaadset met twintig compartimenten
IR-HP1	vervangende headset
BATT-RX2-RX30	2 reservebatterijen

Accu's plaatsen en opladen

De RX30 wordt geleverd met 2 AAA-accu's.

OPMERKING: Gebruik alleen de meegeleverde accu's. Als u vervangende accu's nodig hebt, bestel deze dan bij uw leverancier. Het gebruik van andere types accu's kan de garantie doen vervallen en het product beschadigen.


Open het batterijvak door het batterijdeksel met uw duim in de richting van de pijl te schuiven. Plaats de 2 accu's volgens de markering in het batterijvak en let op de juiste polariteit. Plaats het deksel van het batterijvak terug.



Laad de batterijen minstens 10 uur op voordat u ze voor het eerst gebruikt.


Als er accu's zijn geplaatst, moet het product na elk gebruik worden opgeladen. Om het product op te laden, plaatst u het in een laadstation (apart verkrijgbaar) en zorgt u ervoor dat het product volledig in het station zit en de laadpinnen goed raakt.

Forceer het apparaat niet, maar plaats het voorzichtig in de juiste positie.



Ontvangstgebied

De RX30 ontvanger is functioneel binnen het bereik van een geïnstalleerd en werkend ringleidingsysteem, en alleen wanneer er geluid wordt afgespeeld via het systeem. Buiten dit bereik is de functie van de ontvanger beperkt.




Basfilter-schakelaar

De basfilter-schakelaar bevindt zich op de bovenkant van het apparaat. Het basfilter kan worden gebruikt om het geluid te optimaliseren afhankelijk van de omstandigheden. Het is handig voor het onderdrukken van laag gebrom dat in sommige zalen hoorbaar is. Het filter is actief als de schakelaar wordt ingedrukt.

De draagriem / riemclip bevestiging

De ontvanger wordt geleverd met een polsbandje en riemclip die aan de achterkant van het apparaat kunnen worden bevestigd. Om ze aan de ontvanger te bevestigen, plaatst u de bevestiging op de haak aan de achterkant van het apparaat. Draai de clip 180° totdat deze vastklikt, met de platte kant naar boven.



Gebruikelijke accessoires

De volgende producten kunnen worden aangesloten op de 3,5 mm audio-uitgang van de RX30:

- Kinbeugelhoofdtelefoon
- Oortelefoons
- Lichtgewicht hoofdtelefoon
- Eurokabel binauraal
- Eurokabel mono
- Stereo/mono hoofdtelefoon

Belangrijke opmerking

Dit product is niet beschermd tegen water, ook niet tegen spatwater. Plaats geen houders gevuld met water, zoals bloemenvazen, of voorwerpen met een open vlam, zoals een brandende kaars, in de buurt van het apparaat.

Garantie

De RX30 is een zeer betrouwbaar product. Mocht er ondanks een correcte instelling en bediening toch een storing optreden, neem dan rechtstreeks contact op met uw leverancier of de fabrikant. Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking op te sturen. Bewaar de verpakking gedurende de garantieperiode.

De garantie is alleen van **toepassing op productiefouten** en geldt niet voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, schade veroorzaakt door vallen of transport of reparatiepogingen door onbevoegden (beschadiging van de verzegeling van het apparaat). Reparaties worden alleen onder garantie uitgevoerd als het apparaat wordt geretourneerd met een kopie van de factuur/kassabon. Vermeld altijd het serienummer van het apparaat wanneer u een garantieclaim indient.



Accu's

De bij het apparaat geleverde accu's kunnen worden gerecycled. Gooi deze accu's weg in de daarvoor bestemde containers of lever ze in bij een verkooppunt. Gooi, om het milieu te beschermen, alleen volledig ontladen accu's weg.



Verwijdering van gebruiktelektrische en elektronische apparatuur (toe te passen in de landen van de Europese Unie en andere Europese landen met een eigen inzamelsysteem voor zulke apparaten).

Het symbool op het product en de verpakking wijst erop dat dit product niet als normaal huisafval mag worden behandeld maar op een verzamelpunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch moet worden afgegeven. Door uw bijdrage tot de correcte verwijdering van dit product, beschermt u de het milieu en de gezondheid van uw medemensen.

Milieu en gezondheid worden door foute verwijdering in gevaar gebracht. Materiaalrecyclage helpt het verbruik van grondstoffen te reduceren. Meer informatie over de recyclage van dit product krijgt u bij uw gemeente, de communale afvalverwijderingsbedrijven of in de zaak waar u dit product heeft gekocht.

Technische gegevens

Audio frequentie overdrachtsbereik: 85Hz - 6kHz \pm 0.5dB

Basfilter: 400Hz - 6kHz - 3dB

Vervorming: < 0.5% THD @ 1KHz

Signaal-ruisverhouding: typ. 60 dB

Uitgangsvermogen: >100mW @ 16 Ω

Gewicht: ca. 111 g (incl. accu's)

Accu's

Type: 2 AAA NiMh-accu's

Bedrijfstijd/opladen: minimaal 50 uur (afhankelijk van de aan gesloten accessoires)

Benodigde volledige oplaadtijd: ca. 6 uur

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen:



- 2011 / 65 / CE + 2015 / 863 / CE RoHS-richtlijn
- 2012 / 19 / CE WEEE-richtlijn
- 2014 / 30 / CE EMC-richtlijn
- 2014 / 35 / CE LVD-richtlijn
- 2014 / 53 / CE RED-richtlijn

De conformiteit met de voornoemde richtlijnen wordt bevestigd door het CE-teken op het apparaat.

Dit product is ontworpen en getest om te voldoen aan de volgende Noord-Amerikaanse en Canadese normen:



- FCC klasse „B“ EMC (Emissies)
- ICES-003

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Contacta Systems LTD of een geautoriseerde partner kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Contacta Systems Limited Gemachtigd vertegenwoordiger EU:



Comply Express LDA
StartUp Madeira EV 141
Campus da Penteadá
Funchal 9020-105
Madeira
Portugal

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Local dealer:

UK & ROW
+44 (0) 1732 223900
sales@contacta.co.uk

US & Canada
+1 616 392 3400
info@contactainc.com

www.contacta.co.uk

RM4277/C - 2023-07